

drive

Fauteuil manuel de confort

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE

IDSoft *Evolution*

GUIDE D'UTILISATION



CE

Plus d'informations :



AVANT-PROPOS

Merci et félicitations pour l'achat de votre fauteuil roulant Drive DeVilbiss Healthcare France. Une bonne connaissance et un entretien régulier de votre fauteuil prolongeront sa durée de vie. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités du fauteuil roulant.

Avertissement : Drive DeVilbiss Healthcare France propose une vaste gamme de fauteuils roulants et d'équipements adaptés aux besoins des utilisateurs. Cependant, seul un professionnel de santé peut faire la corrélation entre la pathologie du patient et le type de fauteuil roulant requis. En particulier, il faut toujours respecter les « poids maximum autorisés » mentionnés dans les caractéristiques techniques.

SOMMAIRE

I - UTILISATION PRÉVUE

1.1	- Description.....	p.2
1.2	- Objectif	p.3
1.3	- Indications.....	p.3
1.4	- Contre-indications.....	p.3
1.5	- Utilisateurs visés	p.3
1.6	- Réutilisation	p.3

II - AVERTISSEMENTS

2.1	- Signification des symboles.....	p.3
2.2	- Vérifications avant chaque utilisation.....	p.3
2.3	- Utilisation en extérieur.....	p.3
2.4	- Utilisation interdite.....	p.4
2.5	- Chaleur et température des surfaces.....	p.4
2.6	- Environnement.....	p.4
2.7	- Déclarer un incident grave	p.4

III - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1	- Transporter et soulever le fauteuil.....	p.4
3.2	- Transport et utilisation comme siège dans un véhicule	p.4
3.3	- Risques de pincement	p.4
3.4	- Accessoires et options	p.4
3.5	- Roulettes anti-bascule	p.4
3.6	- Positionnement (efforts dans les tissus mous du corps humain).....	p.4
3.7	- Wheeling (utilisation du fauteuil sur les roues arrière).....	p.4
3.8	- Règles générales de sécurité.....	p.4

IV - RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE..... p.5

V - CONSEILS D'UTILISATION

5.1	- Ceinture de sécurité (en option)	p.5
5.2	- Pour une stabilité maximale	p.5
5.3	- Monter une pente	p.5
5.4	- Descendre une pente	p.5
5.5	- Franchir un obstacle.....	p.5
5.6	- Se pencher en avant (fauteuil immobile)	p.5
5.7	- Se pencher en arrière (fauteuil immobile)	p.6
5.8	- Transfert.....	p.6
5.9	- Déplier et plier le fauteuil roulant (voir Chapitre 10.1).....	p.6

VI - ENTRETIEN RÉGULIER

6.1	- Régler les freins.....	p.6
6.2	- Conditions d'utilisation et de stockage.....	p.6
6.3	- Entretien régulier	p.6
6.4	- Conseils généraux.....	p.6

VII - NETTOYAGE

7.1	- Désinfection	p.7
-----	----------------------	-----

VIII - RÉVISIONS ET RÉPARATIONS

8.1	- Principales procédures.....	p.7
8.2	- Accessoires	p.8
8.3	- Stockage	p.8
8.4	- Fin de vie du fauteuil roulant	p.8
8.5	- Conditions de garantie	p.8
8.6	- Définitions	p.8

IX - OPTIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

9.1	- Caractéristiques techniques et dimensionnelles.....	p.8
9.2	- Options	p.9
9.3	- Étiquette de description.....	p.9
9.4	- Terminologie.....	p.9

X - MONTAGE ET RÉGLAGES

10.1	- Installation du dossier.....	p.10
10.2	- Installation des coussins appui-mollet.....	p.10
10.3	- Réglage de la hauteur sol/assise.....	p.10
10.4	- Montage des roues arrière	p.11
10.5	- Réglage des freins.....	p.11
10.6	- Appui-tête (poids : 1,5 kg).....	p.11
10.7	- Installation des coussins assise et dossier.....	p.12
10.8	- Réglage de la hauteur du dossier et des poignées de poussée.....	p.12
10.8.1	- Dossier.....	p.12
10.8.2	- Poignée de poussée	p.12
10.9	- Réglages de la largeur et de la profondeur de l'assise.....	p.12
10.9.1	- Profondeur de l'assise	p.12
10.9.2	- Largeur de l'assise.....	p.12
110.10	- Accoudoir (poids : 1 kg).....	p.12
10.10.1	- Installation	p.12
10.10.2	- Réglage de la hauteur : 3 positions par palier.....	p.12
	de 20 mm.....	p.12
10.11	- Repose-jambes (poids : 3 kg).....	p.13
10.11.1	- Escamotage	p.13
10.11.2	- Réglage de l'inclinaison	p.13
10.11.3	- Réglage des coussins appui-mollet	p.13
10.11.4	- Réglage des repose-pieds	p.13
10.12	- Roulettes anti-bascule (en option)	p.13
10.13	- Plot d'abduction (en option)	p.13
10.14	- Cale-tronc (en option)	p.14
10.14.1	- Réglage de la hauteur	p.14
10.14.2	- Réglage de la profondeur.....	p.14
10.14.3	- Réglage de l'inclinaison et escamotage	p.14
10.15	- Tablette (en option).....	p.14

XI - GARANTIE

I - UTILISATION PRÉVUE

1.1) Description

Les fauteuils roulants Drive DeVilbiss Healthcare France sont fabriqués et testés dans notre usine. Le choix, l'adaptation et le réglage du fauteuil roulant doivent être effectués par un professionnel de santé en fonction de la pathologie et des besoins de l'utilisateur. Les consignes d'utilisation, de sécurité et d'entretien doivent être expliquées à l'utilisateur par des professionnels de santé ou des distributeurs agréés, qui doivent également s'assurer que l'utilisateur comprend ces instructions.

Le fauteuil roulant *IDSoft Evolution* convient aux utilisateurs qui sont, de manière permanente ou temporaire, incapables de se déplacer à la suite d'une paralysie des membres inférieurs ou d'une maladie entraînant une incapacité à marcher librement.

Grâce au dossier et à l'assise inclinable du fauteuil roulant, l'utilisateur peut rester assis longtemps.

Le fauteuil roulant *IDSoft Evolution* convient aux enfants et aux adultes pesant entre 40 et 140 kg. Ce fauteuil roulant facile à manier peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Les toiles de dossier et d'assise en nylon conviennent à tous les utilisateurs. Grâce à diverses options, telles que le cale-tronc et le plot d'abduction, le fauteuil roulant peut être adapté à de nombreuses pathologies.

1.2) Objectif

L'objectif du fauteuil roulant *IDSoft Evolution* est de soutenir et de transporter un utilisateur final dont la mobilité est réduite et qui nécessite des sections de soutien postural adaptables.

1.3) Indications

Apporter un soutien postural et permettre la mobilité à un utilisateur final à mobilité réduite.

1.4) Contre-indications

L'utilisateur final n'atteint pas le poids minimal requis ou dépasse le poids maximal autorisé.

D'autres contre-indications peuvent être pertinentes, spécifiques à l'individu et/ou à l'environnement de soins.

1.5) Utilisateur visés

Toute personne à mobilité réduite qui a besoin d'une assistance pour le transport et d'éléments de soutien supplémentaires et adaptables afin de maintenir la posture.

Le fauteuil *IDSoft Evolution* est prévu pour l'utilisation par des utilisateurs formés et compétents (soignant, personnel de service, etc...). L'utilisateur final peut également utiliser seul la fonction "propulsion manuelle" du fauteuil.



Avant de recommander le fauteuil roulant, il incombe au professionnel de santé de déterminer que l'utilisateur final est mentalement et physiquement capable d'utiliser le fauteuil roulant avec un risque minimal de blessure pour lui-même ou pour les autres.












1.6) Réutilisation

Si un autre utilisateur réutilise ce fauteuil roulant, il doit être nettoyé, désinfecté et entièrement révisé par un centre technique agréé. Ensuite, un professionnel de santé doit régler et adapter le fauteuil roulant au nouvel utilisateur. Il est important de vérifier que les étiquettes d'origine sont présentes sur le fauteuil roulant, de former le nouvel utilisateur et de lui remettre le guide d'utilisation.

II - AVERTISSEMENTS

2.1) Signification des symboles

	Poids maximal de l'utilisateur
	Attention danger

	Lire attentivement le manuel d'utilisation
	Dispositif conforme à la norme MDR EU 2017/745
	Inclinaison de l'assise
	Inclinaison du dossier
	Numéro de série
	Fauteuil roulant non destiné à être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé
	Dispositif Médical
	Fabricant du dispositif
	Date de fabrication
	Importateur
	Représentant autorisé dans l'UE

2.2) Vérifications avant chaque utilisation

Avant chaque utilisation, l'utilisateur ou la personne qui l'accompagne doit vérifier que les bandes de roulement sont en bon état, que les pneus sont suffisamment gonflés et que les freins fonctionnent.

Ne jamais utiliser le fauteuil roulant si un élément de fixation est desserré, si une roue ou une pièce du fauteuil roulant présente un jeu anormal ou si des éléments de sellerie sont déchirés ou décollés. Si le fauteuil roulant commence à fonctionner anormalement, cesser de l'utiliser et demander de l'aide pour l'entretien.

2.3) Utilisation en extérieur

Un utilisateur peu autonome ne doit pas utiliser seul son fauteuil roulant à l'extérieur. Quelqu'un doit l'accompagner. Lorsque le fauteuil roulant est utilisé à l'extérieur, l'utilisateur ou la personne qui l'accompagne doit tenir compte de l'état des routes et des conditions météorologiques. Il faut particulièrement faire attention lorsque le sol est irrégulier avec des trous, des ornières, des cailloux et des zones boueuses et instables. La pluie, la neige et le verglas réduisent considérablement l'adhérence des roues au sol, ainsi que le fonctionnement des freins. Les rampes, pentes, bordures de trottoir et surélévations trop importantes peuvent faire basculer le fauteuil roulant. Lors de l'utilisation du fauteuil roulant, seul ou accompagné, le dossier doit être positionné à 90° et l'assise doit être horizontale afin d'avoir une stabilité maximale et de réduire les efforts employés.

Éviter d'utiliser le fauteuil roulant sur des pentes raides. Éviter de stationner le fauteuil roulant sur une pente, car il existe un risque d'instabilité.

2.4) Utilisation interdite

Le fauteuil roulant ne doit pas être utilisé pour transporter des objets lourds ou pour tout autre usage que le transport d'une personne dont le poids ne dépasse pas le poids maximal autorisé. Ne jamais utiliser le fauteuil roulant s'il n'est pas en bon état.



Ne pas utiliser les pieds pour avancer.

2.5) Chaleur et température de surface

Ne pas utiliser le fauteuil *IDSoft Evolution* à proximité de sources d'inflammation telles que cigarettes, allumettes, cheminées, etc., car il existe un risque de détérioration de la sellerie. Les éléments de sellerie du fauteuil roulant *IDSoft Evolution* répondent aux exigences de résistance aux flammes de la norme ISO 7176-16, mais il faut veiller à limiter l'exposition aux sources d'inflammation.

Si le fauteuil roulant est exposé à une source de chaleur, telle qu'un chauffage ou les rayons du soleil, directement ou à travers une vitre, ou s'il se trouve dans un coffre de voiture, la température de la sellerie et des pièces en métal et en plastique peut être très élevée et brûler l'utilisateur. Ces éléments doivent refroidir avant d'utiliser le fauteuil roulant.

2.6) Environnement

Il est important de tenir compte de l'environnement dans lequel le fauteuil roulant est utilisé. Toujours vérifier que la largeur des portes et des seuils est compatible avec les dimensions du fauteuil roulant ; faire attention aux escaliers à proximité et aux objets saillants accrochés aux murs ou aux bords, et qui pourraient tomber ou blesser l'utilisateur.

2.7) Déclarer un incident grave

Si l'utilisation du fauteuil roulant *IDSoft Evolution* entraîne un incident grave, merci de le signaler à Drive DeVilbiss Healthcare France et/ou à l'autorité compétente locale de l'État membre dans lequel il est utilisé. Mentionner le produit et le numéro de série dans toute correspondance.

III - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3.1) Transporter et soulever le fauteuil

Ne pas essayer de soulever le fauteuil roulant lorsque l'utilisateur est assis dedans. Pour soulever le fauteuil roulant seul, utiliser exclusivement les parties fixes du châssis. Ne jamais utiliser les repose-pieds, les potences, les accoudoirs ou toute autre pièce mobile du fauteuil roulant.

3.2) Transport et utilisation comme siège dans un véhicule

Ce fauteuil roulant ne doit pas être utilisé comme siège dans un véhicule motorisé. L'utilisateur doit toujours se transférer sur le siège du véhicule et le fauteuil roulant doit être rangé en toute sécurité.

3.3) Risques de pincement

Il peut y avoir des risques de pincement lors du pliage ou du dépliage du fauteuil roulant ou lors de la manipulation des accoudoirs et des repose-jambes, du retrait des roues ou de certains autres accessoires. Le professionnel de santé doit mettre en garde l'utilisateur contre ces risques en lui expliquant comment manipuler le fauteuil roulant en toute sécurité. Ne pas placer les mains ou les pieds dans les rayons des roues arrière, en particulier lorsque le fauteuil roule.

3.4) Accessoires et options

Grâce aux différentes options, telles que le cale-tronc, le plot d'abduction et certains autres dispositifs, répertoriés dans ce manuel, le professionnel de santé peut adapter le fauteuil roulant aux besoins de l'utilisateur. En aucun cas, d'autres dispositifs ou options ne doivent être associés au fauteuil roulant avant d'avoir vérifié leur compatibilité. Seuls les accessoires fournis par Drive DeVilbiss Healthcare France doivent être utilisés.

3.5) Roulettes anti-bascule (en option)

Il est vivement recommandé d'utiliser des roulettes anti-bascule. L'utilisateur ou la personne qui l'accompagne doit les régler le plus près possible du sol afin d'éviter tout risque de basculement. Si les roulettes anti-bascule sont rétractées pour franchir un obstacle, elles doivent être remises en position de sécurité une fois l'obstacle franchi. Ne jamais mettre le fauteuil en appui ou le basculer sur les roulettes.

3.6) Positionnement (compression des tissus mous)

Certains utilisateurs souffrent de pathologies favorisant les escarres lorsqu'ils sont assis pendant de longues périodes. Il est de la responsabilité du professionnel de santé de prescrire un fauteuil roulant équipé des équipements nécessaires pour soulager les points d'appui. Par exemple, un dossier inclinable, un cale-tronc, une inclinaison d'assise variable ou un coussin anti-escarres. Demander l'aide d'un professionnel de santé si le positionnement de l'utilisateur doit être réévalué.

3.7) Wheeling (utilisation du fauteuil sur les roues arrière)

Il est strictement interdit d'utiliser le fauteuil roulant en équilibre sur les roues arrière. Il peut y avoir un risque de basculement.

3.8) Règles de sécurité générale

Toujours bloquer les freins lorsque l'utilisateur s'assoit dans le fauteuil roulant ou se lève.

Avant toute utilisation, vérifier l'état des pneus. Ne pas utiliser le fauteuil roulant si les pneus sont sous-gonflés.

Lorsque le fauteuil roule, il ne faut pas l'arrêter avec les freins de stationnement, mais plutôt avec les mains courantes ou les freins de service.

Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans le fauteuil roulant.



Ne jamais monter sur un escalator avec le fauteuil roulant
IDSoft Evolution.

IV. RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE

Tous les fauteuils roulants Drive DeVilbiss Healthcare France sont contrôlés dans notre usine et spécialement emballés pour le transport.

Avant de déballer le fauteuil roulant, vérifier que le carton n'a pas été endommagé, puis s'assurer que tous les accessoires et options sont présents, y compris le mode d'emploi et le carnet de garantie.

La documentation d'accompagnement doit être remise à l'utilisateur afin qu'il comprenne l'utilisation du fauteuil roulant et les conditions de garantie.

Après la mise en service du fauteuil roulant, le professionnel de santé ou une personne habilitée doit effectuer les réglages spécifiques à l'utilisateur. Il est de la responsabilité du professionnel de donner les consignes de sécurité et d'utilisation à l'utilisateur, ainsi que les avertissements décrits dans ce manuel. Le professionnel doit également s'assurer que l'utilisateur a compris ces consignes.

V - CONSEILS D'UTILISATION

Ce chapitre décrit certaines techniques permettant d'utiliser le fauteuil roulant de manière optimale. En outre, ces techniques peuvent être utiles pour franchir les obstacles de la vie quotidienne.

Conseils d'ordre général et d'hygiène : le fauteuil roulant doit être régulièrement nettoyé selon les recommandations décrites dans les pages suivantes, et ne doit jamais être utilisé en cas de doute sur son bon fonctionnement.

5.1) Ceinture ventrale de sécurité (option)

Lorsque l'utilisateur a des difficultés à s'asseoir ou risque de perdre l'équilibre, une ceinture de sécurité doit être utilisée. Un professionnel de santé doit installer et régler la ceinture de sécurité. Il est important de ne pas trop serrer la ceinture et de l'ajuster en fonction des circonstances.

En fonction du type de fauteuil roulant, la ceinture de sécurité se fixe des deux côtés de l'assise, dans des logements prévus à cet effet, ou passe simplement derrière le dossier et se fixe devant en entourant le patient. Le réglage de la ceinture de sécurité se fait en ajustant la longueur de la sangle grâce à un système Velcro ; l'ouverture et la fermeture sont possibles grâce à deux boucles (mâle et femelle), dont l'une possède un système de verrouillage.



5.2) Pour une stabilité maximale

Le fauteuil roulant a été conçu pour être stable pendant les activités quotidiennes habituelles, à condition que le centre de gravité de l'utilisateur (poids du corps) ne soit pas déplacé en dehors du châssis du fauteuil roulant. L'utilisateur doit toujours maîtriser

l'équilibre du fauteuil roulant afin d'optimiser sa stabilité et sa maniabilité.

Lorsque les activités de l'utilisateur nécessitent un mouvement du corps avec le fauteuil roulant, il est recommandé d'utiliser des sangles de posture ou une ceinture de sécurité. Lors de l'utilisation, le dossier doit toujours être droit (à la verticale par rapport à la route) et il faut toujours utiliser une ceinture de sécurité (si disponible). Il est important de ne pas trop serrer la ceinture et de l'ajuster en fonction des circonstances.

5.3) Monter une pente

Se pencher en avant.

Tenir compte de la configuration de la route, les trous, changements de niveau et pentes pouvant déstabiliser le fauteuil roulant.



5.4) Descendre une pente

Se pencher en arrière.

Toujours contrôler le fauteuil roulant à l'aide de la main courante.

Comme pour la montée d'une pente, il faut tenir compte de la configuration de la route.



AVERTISSEMENT : ne jamais monter ou descendre une pente en diagonale, et ne jamais utiliser le fauteuil roulant sur des pentes raides qui pourraient faire accélérer le fauteuil roulant. Utiliser les roulettes anti-bascule lorsque cela est possible.

5.5) Franchir un obstacle

Ne pas essayer de franchir un obstacle seul. L'utilisateur doit demander l'aide de quelqu'un. Si cela n'est pas possible : il doit s'approcher de façon perpendiculaire par rapport à l'obstacle, puis passer les roues avant, puis les roues arrière.




ATTENTION, risque de basculement. Ne jamais franchir un obstacle plus grand que le dégagement du fauteuil roulant, comme indiqué dans les caractéristiques techniques.

5.6) Se pencher en avant (fauteuil immobile)

Avant de se pencher en avant, s'assurer que les freins sont bloqués. Veiller à ce que l'avant des roues pivotantes soit tourné vers l'extérieur pour assurer la plus grande stabilité possible. Ne pas adopter une position extrême ; les fesses doivent rester sur l'assise. Ne pas s'appuyer sur les repose-pieds, car il existe un risque de basculement.

5.7) Se pencher en arrière (fauteuil immobile)

L'arrière du fauteuil roulant doit être aussi proche que possible de l'objet à saisir. Éviter de trop se pencher en arrière ; veiller à ce que les fesses restent sur l'assise. Ne pas bloquer les freins, car il est préférable de faire marche arrière plutôt que de se renverser.



ATTENTION : ne jamais dépasser la limite de stabilité du fauteuil roulant. Ne jamais effectuer ces manœuvres à proximité d'escaliers ou d'obstacles qui pourraient rendre le fauteuil roulant instable.

5.8) Transfert

Avant de procéder à un transfert sans aide, vérifier que l'utilisateur dispose de la force musculaire nécessaire.

Le fauteuil roulant doit être placé parallèlement et près du siège de destination, les roues avant orientées vers l'extérieur. Bloquer les freins, puis reculer ou retirer l'accoudoir et le repose-pieds (du côté du siège de destination). En prenant appui avec une main sur l'accoudoir et avec l'autre main sur le siège de destination, soulever les fesses, puis faire glisser progressivement le corps du fauteuil roulant vers le siège de destination.

Le transfert vers l'avant est possible si l'utilisateur est capable de se tenir debout et possède la force musculaire nécessaire.

Relever les repose-pieds, bloquer les freins, poser les pieds au sol, prendre appui sur les accoudoirs, se lever, puis se déplacer vers le siège de destination en ne lâchant jamais les accoudoirs.

ATTENTION : ne jamais dépasser la limite de stabilité du fauteuil roulant. Ne jamais effectuer ces manœuvres à proximité d'escaliers ou d'obstacles qui pourraient rendre le fauteuil roulant instable.

5.9) Déplier et plier le fauteuil roulant (voir Chapitre 10.1)

VI - ENTRETIEN RÉGULIER

6.1) Réglage des freins

Pour tout changement de configuration des roues arrière (changement de diamètre des roues, décalage des roues), s'assurer que les freins de service et de stationnement sont correctement réglés.

6.2) Conditions d'utilisation et de stockage

	Température mini	Température maxi	Humidité mini	Humidité maxi
Utilisation	0°C	+ 40°C	20 %	90 %
Stockage	- 5°C	+ 50°C	20 %	90 %

6.3) Entretien régulier

FREINS : s'assurer que les freins sont en bon état de fonctionnement et qu'ils arrêtent/immobilisent efficacement le fauteuil roulant. Effectuer les réglages nécessaires.

SELLERIE : vérifier la tension et l'état général des coussins du dossier et de l'assise. Ils ne doivent pas être décousus, déchirés ou mal fixés.

VISSERIE : s'assurer que toutes les fixations sont suffisamment serrées, sans endommager les tubes ni bloquer les pièces mobiles. Ne jamais utiliser un fauteuil roulant dont des vis sont desserrées.

ROUES AVANT ET ARRIÈRE, MONTANTS :

- Vérifier l'état d'usure des pneus ; ne pas utiliser le fauteuil roulant si les bandes de roulement sont trop usées ou si elles sont coupées, craquelées ou entaillées.
- Vérifier la pression des pneus (si nécessaire).
- Les fourches doivent être solidement fixées au fauteuil roulant (sans jeu et sans vis desserrées).
- Les roues avant doivent pouvoir tourner librement sans jeu latéral. Les roues arrière doivent pouvoir tourner librement sans aucun jeu latéral.
- Les axes à démontage rapide doivent être parfaitement verrouillés et le roulement des roues ne doit pas présenter de jeu.

ATTENTION : l'utilisation du fauteuil roulant lorsque les pneus sont sous-gonflés peut être dangereuse.

Pression des pneus :

Ø 600 × 35 mm (24 po × 1 3/8 po) max 4,4 Bar | 440 kPa | 63,8 PSI

ATTENTION : risque d'éclatement du pneu en cas de sur gonflage.

MAINS COURANTES : vérifier l'état de leur revêtement, de leur rugosité et de leurs fixations.

ACCOUDOIRS : vérifier l'état de la sellerie ; les accoudoirs doivent être solidement fixés au châssis, sans jeu latéral.

REPOSE-PIEDS ET REPOSE-JAMBES : vérifier que les palettes ne sont pas cassées et qu'elles sont bien fixées à leur montant. Les potences des repose-pieds et des repose-jambes ne doivent pas présenter de jeu et doivent être solidement fixées au châssis du fauteuil roulant.

6.4) Conseils généraux

Des révisions régulières sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du fauteuil roulant et pour la sécurité de l'utilisateur. Le délai entre deux révisions dépend des conditions d'utilisation, mais ne doit jamais dépasser un an. Si le fauteuil roulant est utilisé de façon intensive à l'extérieur, sur des surfaces très irrégulières (cailloux, pierres, trous), il est alors nécessaire de réviser le fauteuil plus souvent.

VII - NETTOYAGE

En cas de mauvais temps, enlever la boue sur les différentes parties du fauteuil roulant, et principalement sur les billes des axes à démontage rapide, s'il y a lieu.

Nettoyer le fauteuil roulant, aussi souvent que nécessaire, avec un chiffon

doux imbibé de solution savonneuse, puis rincer et sécher soigneusement. Insister tout particulièrement sur les freins, les axes des roues et des fourches ; éliminer toute trace de boue susceptible d'altérer le fonctionnement.

Ne pas employer de détergent trop agressif, ne pas nettoyer à grande eau. Toujours s'assurer que le fauteuil roulant est complètement sec avant de l'utiliser.

7.1) Désinfection

Si nécessaire ou en cas de changement d'utilisateur, il peut être nécessaire de désinfecter le fauteuil roulant. Effectuer un nettoyage habituel (voir Section 6.4). Utiliser un désinfectant approprié et suivre les instructions fournies par le fabricant. Laisser sécher avant d'utiliser le fauteuil roulant. Veiller à porter un EPI pendant la désinfection.



ATTENTION : ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de solutions de solvant, d'eau de Javel ou de nettoyants de surface similaires.

VIII - RÉVISIONS ET RÉPARATIONS

Les procédures d'entretien et de réparation ne requièrent pas d'outil particulier. Ces procédures doivent être effectuées par un personnel qualifié agréé. Il n'y a pas de processus particulier à exécuter, les bonnes pratiques d'ingénierie s'appliquent.

Seules les pièces d'origine fournies par Drive DeVilbiss Healthcare France peuvent être utilisées pour réparer un fauteuil roulant Drive DeVilbiss Healthcare France. Toute modification ou réparation effectuée avec des pièces provenant d'un autre fournisseur annule la garantie.

Drive DeVilbiss Healthcare France décline toute responsabilité en cas de blessure ou d'accident.

L'utilisateur doit faire réviser son fauteuil roulant au moins une fois par an par un centre technique agréé.

Opérations	Fréquence	Utilisateur Tierce-personne	Vendeur agréé	Service technique agréé	DDH
Installation et mise en service	1 ^{ère} utilisation		*	*	
Ajout remplacement accessoires			*	*	
Bandage et pression des pneus	Chaque semaine ou avant chaque utilisation	*	*	*	
Efficacité des freins	Avant chaque utilisation	*	*	*	*
Inspection visuelle, vérification des serrages et nettoyage	Une fois par mois ou quand cela est nécessaire	*	*	*	
Révision	Annuelle			*	*
Réparation	Quand cela est nécessaire			*	*
Fourniture de pièces détachées	Quand cela est nécessaire				*

8.1) Principales procédures

- Vérification de toutes les fixations et des axes d'articulation avec remplacement systématique des écrous nylostop desserrés et des vis usées (filetage endommagé, filetage réduit et traces de rouille).
- Vérification de l'état de toutes les soudures, et remplacement systématique des pièces dont la soudure est fissurée, décollée, arrachée, ainsi que des pièces tordues ou déformées. Si de la peinture s'écaille près d'une soudure, cela peut signifier que la soudure a un défaut ou commence à casser. Approfondir cette vérification lorsque le fauteuil roulant est en mauvais état général ou lorsque les bandes de roulement avant présentent des signes de choc ou des coupures profondes.
- Vérification des freins et remplacement systématique si leur efficacité est douteuse après leur réglage. Ils doivent fonctionner sans aucun jeu, ni point dur.
- Vérification des systèmes de verrouillage et de réglage ; remplacement systématique s'ils ne fonctionnent pas correctement et s'il existe un risque pour la sécurité de l'utilisateur et/ou de l'accompagnateur.
- Vérification de l'état des jantes des roues arrière, dont le voile maximal ne doit pas dépasser 1 cm ; vérification de la tension des rayons, avec remplacement de tout rayon manquant, tordu ou trop détendu. Remplacement systématique des jantes en composite si elles sont fissurées ou cassées.
- Vérification de la rotation des roulements à billes des roues avant et arrière et de la fourche avant. Vérifier que le jeu axial et radial des roulements est minimal et qu'il n'y a pas de bruit anormal quand ils tournent. Les roues doivent s'arrêter librement sans point dur lorsqu'elles sont tournées manuellement.
- Vérification des axes à démontage rapide, dont les butées à billes et le poussoir central doivent fonctionner sans point dur ni jeu excessif.
- Vérification de l'état des mains courantes, et remplacement systématique si elles sont très rayées ou si les fixations sont tordues, cassées ou si elles ne se serrent pas correctement.
- Vérification de l'état des pneus avec remplacement systématique s'ils sont coupés, fissurés, déchirés, craquelés ou trop usés (plat à l'extérieur, trame visible) ; contrôle du gonflage et du comportement du gonflage après le gonflage.
- Vérification de l'état de la sellerie du dossier et de l'assise, avec remplacement systématique si elle est décousue, si la toile est déchirée, coupée, trouée ou usée (trame visible). Vérification du bon fonctionnement des bandes Velcro.
- Vérification de l'état des accoudoirs avec remplacement systématique s'ils sont déchirés, coupés, troués ou usés. Vérification de leur fixation sur les tubes de support.
- Vérification des repose-pieds avec remplacement systématique s'ils sont cassés, fissurés ou usés.

GUIDE D'UTILISATION DU FAUTEUIL DE CONFORT *IDSoft Evolution*

Après ces vérifications et réglages, vérifier le fonctionnement du fauteuil et de ses accessoires (s'il y a lieu) : rotation des roues, escamotage des accoudoirs, freinage, roulage, escamotage des repose-pieds et des potences, inclinaison du dossier, stabilité du fauteuil. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service clientèle ou votre distributeur.

Toute intervention doit être enregistrée dans le carnet de garantie du fauteuil roulant.

8.2) Accessoires

Utiliser exclusivement des accessoires fournis par Drive DeVilbiss Healthcare France et compatibles avec le fauteuil roulant.

8.3) Stockage

Avant de stocker le fauteuil roulant pour une longue période, le nettoyer entièrement et vérifier son fonctionnement. Le stocker dans un local sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité. Lors de la mise en service, après le stockage, vérifier son fonctionnement avant toute utilisation.

8.4) Fin de vie du fauteuil roulant

La durée de vie du fauteuil roulant est de 5 ans, sous réserve de respecter strictement les instructions et les conditions d'utilisation et d'effectuer au moins un entretien annuel selon les recommandations.

Ne pas mettre le fauteuil roulant et ses accessoires au rebut lorsqu'ils ne peuvent plus être utilisés. Les remettre à un centre de traitement des déchets agréé.

8.5) Conditions de garantie

Garantie de deux ans sur la structure mécanique. Cette garantie correspond à une utilisation normale du fauteuil roulant et exclut tout dommage dû à une utilisation ou un entretien incorrect. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord du fabricant. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les frais d'emballage et de transport sont à la charge du fournisseur final. En aucun cas notre garantie ne peut donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Cet équipement Drive DeVilbiss Healthcare France (avec garantie dans les conditions susmentionnées) a satisfait aux tests effectués par nos services techniques et répond aux spécifications officielles établies par les normes internationales.

Un carnet de garantie est fourni avec chaque fauteuil roulant. Il doit être tenu à jour et rempli lors de chaque intervention.

8.6) Définitions

Différents types de réglage peuvent optimiser l'utilisation quotidienne du fauteuil roulant. Ci-dessous se trouvent quelques explications pratiques pour mieux comprendre l'utilité de ces réglages.

VOIE : distance mesurée au sol entre les roues d'un même essieu. Distance mesurée d'axe en axe (au milieu) des surfaces de contact des pneus sur le sol.

EMPATTEMENT : distance mesurée au sol entre les axes verti-

caux des roues avant et arrière d'un même côté du fauteuil roulant. Roues avant orientées dans le sens de la marche avant.

ANGLE DE CHASSE : distance mesurée au sol entre l'axe de rotation de la fourche et l'axe de rotation de la roue. Plus il est faible (mais non nul), plus le fauteuil roulant est facile à manier.

RÉGLAGE DU TRAIN AVANT


Si la voie et l'empattement sont augmentés, la stabilité est meilleure, mais la maniabilité est moins bonne.

Au contraire, si la voie et l'empattement sont réduits, la stabilité est moins bonne, mais la maniabilité est meilleure.

RÉGLAGE DES ROUES ARRIÈRE

Si l'empattement est augmenté, la stabilité est meilleure, mais la maniabilité est moins bonne.

Si l'empattement est réduit, la stabilité est moins bonne, mais la maniabilité est meilleure.



IX - OPTIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

9.1) Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Le fauteuil *IDSoft Evolution* a été conçu avec un double objectif : lui donner la légèreté requise désormais pour un fauteuil moderne et synonyme de maniabilité et de transportabilité, tout en lui conférant la solidité et la fidélité d'un fauteuil classique.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Poids du fauteuil roulant : à partir de 34 kg
- Sellerie en toile, grand allongement confortable (M3)
- Accoudoirs escamotables
- Dossier inclinable par vérin à gaz : inclinaison de 30°
- Revêtement époxy
- 3 largeurs d'assise (39, 44 et 49 cm)
- Inclinaison de l'assise : inclinaison de -2°/20°
- Hauteur sol/assise : entre 40 et 45 cm
- Stabilité maximale sans roulettes anti-bascule : 13°
- Stabilité maximale avec roulettes anti-bascule : 16°

DIMENSIONS DES ROUES ARRIÈRE (de série ou en option)

- (de série) Roues arrière, bandages : 60 cm x 3,5 cm (24 po x 1 3/8 po)
- Roues arrière, bandages : 56 x 3,5 cm (22 po x 1 3/8 po)
- Roues arrière, pneumatiques : 60 cm x 3,5 cm (24 po x 1 3/8 po)
- Roues arrière, bandages : 31,5 cm x 4,2 cm (12 1/2 po x 1 5/8 po)

COMPOSANTS STANDARD ID SOFT

- Châssis, avec toutes les roues, poignées et vérins à gaz
- Accoudoirs et repose-jambes gauche et droit
- Appui-tête
- Coussins de dossier et d'assise

DIMENSIONS DES ROUES AVANT

- 20,3 x 3,2 cm (8 po x 1 1/4 po) bandages
- 15,2 x 3,2 cm (6 po x 1 1/4 po) bandages

9.2) Options

- Cale-tronc
- Tablette
- Plot d'abduction
- Frein tierce-personne
- Coussin d'assise en mousse (5 cm)
- Pied porte-sérum
- Roulettes anti-bascule
- Accoudoir gouttière gauche ou droit
- Ceinture de sécurité
- Appui-tête à longues oreillettes

9.3) Étiquette de description


L'étiquette est apposée sur le châssis à l'arrière du fauteuil roulant

Variante du dispositif :

Référence/ configuration réglage/ largeur assise/ coloris sellerie/ Profondeur assise → REF M10560100-39BRMNPE - Larg. 39 cm	Nom commercial du dispositif ← Fauteuil roulant manuel IDSoft EVOLUTION
Année/semaine de fabrication → 2021-03	Numéro de série du dispositif ← SN 2113/00001/MB

9.4) Terminologie

- 1** *Accoudoir*
- 2** *Plaque d'accoudoir*
- 3** *Coussin de dossier*
- 4** *Poignées de poussée (2)*
- 5** *Coussin d'accoudoir*
- 6** *Main courante*
- 7** *Frein de stationnement*
- 8** *Châssis*
- 9** *Fourche*
- 10** *Montant de fourche*
- 11** *Repose-pied*
- 12** *Système de déverrouillage de l'accoudoir*
- 13** *Potence escamotable (extérieur)*
- 14** *Système de déverrouillage de la potence*
- 15** *Coussin d'assise*
- 16** *Axe à démontage rapide de la roue arrière*
- 17** *Réglage en hauteur des poignées de poussée.*
- 18** *Appui-tête*



Taille	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Hauteur d'assise	Hauteur Plié	Hauteur hors-tout (sans appui-tête)	Hauteur accoudoir/plaque d'assise	Long. hors tout maxi avec repose-jambes	Long. hors tout maxi sans repose-jambes	Poids maxi admissible (en kg)
39	390 à 440	430/480	590	400/450	610/660	1020/1070	280/320	1090	830	140
44	440 à 490	430/480	640	400/450	610/660	1020/1070	280/320	1090	830	140
49	490 à 540	430/480	690	400/450	610/660	1020/1070	280/320	1090	830	140

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont indiquées en mm. Tolérance ± 10 mm

X - MONTAGE ET RÉGLAGES

ATTENTION : l'installation des options doit être effectuée par un technicien qualifié agréé. Les réglages et l'adaptation au patient doivent être effectués par un professionnel de santé qui s'assurera que l'utilisateur comprend les instructions et les précautions d'utilisation.

Ne jamais utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés et fournis par Drive DeVilbiss Healthcare France. Vérifier les fixations et le fonctionnement des options avant de les utiliser.

10.1) Installation du dossier

Retirer la goupille et l'axe (photo 1), relever le dossier en position verticale (photo 2), puis remettre la goupille et l'axe en place. Écarter les poignées (photo 3) jusqu'à ce que la rainure située le long des tubes de poignée soit face au bouton de serrage. Régler les poignées à la hauteur souhaitée, puis visser les 2 boutons.



Photo 1



Photo 2



Photo 3

10.2) Installation des coussins appui-mollet

Dévisser complètement la vis (A). Engager le montant du coussin (B) dans la glissière (C). Régler à la distance souhaitée, puis revisser la vis (A).




photo 4

10.3) Réglage de la hauteur sol/assise

Hauteur sol/assise :

La hauteur sol/assise peut être réglée à 40, 42,5 ou 45 cm du sol en modifiant la position du roulement des roues arrière sur la plaque (photo 5), en modifiant la position des roues avant sur la fourche (photo 6) et en modifiant le diamètre des roues avant et arrière. Clé Allen de 5




photo 5




Photo 6

10.5) Réglage des freins

En fonction du diamètre des roues arrière, de l'usure des pneus ou des bandages, il peut être nécessaire de régler les freins. Dévisser légèrement les deux vis (**B** Photo 8) faire glisser le frein le long du châssis puis resserrer fermement les deux vis. clé 6 pans de 4 mm

⚠ Attention Vérifier l'efficacité des freins avant de remettre le fauteuil en service.



Photo 8

Hauteur sol/plaque d'assise	Roue arrière	Position des roues arrière	Position de la fourche	Roues avant
45 cm	24 po	2	2	8 po
42,5 cm	24 po	1	2	6 po
42,5 cm	22 po	2	2	6 po
40 cm	22 po	1	1	6 po
45 cm	12,5 po	5	2	8 po
40 cm	12,5 po	4	1	6 po

10.4) Montage des roues arrière

Pour retirer la roue, appuyer sur le bouton de l'axe à démontage rapide (photo 7), puis tirer la roue. Pour remonter la roue, procéder en sens inverse.

⚠ ATTENTION : après le remontage, veiller à ce que la roue soit parfaitement fixée.



photo 7


10.6) Appui-tête (poids : 1,5 kg)

Pour installer l'appui-tête, tirer le bouton de référence (**A** photo 9), puis engager l'appui-tête dans son logement, situé en haut du dossier (trou oblong dans le logement en plastique) jusqu'à ce qu'il soit en face de l'un des trous de réglage. Relâcher ce bouton. Le réglage en hauteur est possible en utilisant ce même bouton. Grâce aux 3 boutons-leviers, il est possible de régler la position du coussin. Les 2 vis (photo 10) sont accessibles en ouvrant la fermeture. Elles permettent de régler l'angle d'ouverture des oreillettes. Clé hexagonale de 5 mm.

photo 9



photo 10



10.7) Installation des coussins d'assise et de dossier

Les coussins d'assise et de dossier sont maintenus par des bandes de tissu agrippant (Photo 11). Pour mettre les coussins en place, positionner les bandes de tissu agrippant du coussin en face de celles de leur support (assise ou dossier) puis appuyer fermement. La bavette de dossier vient se fixer à l'arrière de la planche d'assise



Photo 11

10.8) Réglage en hauteur du dossier et des poignées de poussée

10.8.1) Dossier

Dévisser légèrement les 4 vis (**A** photo 12), régler le dossier à la hauteur souhaitée. Resserrer modérément les 4 vis (clé hexagonale de 5 mm).

10.8.2) Poignées de poussée

Dévisser légèrement les 2 boutons (**B** photo 12), puis monter ou descendre les poignées jusqu'à la hauteur souhaitée. Resserrer les 2 boutons.





photo 12

10.9) Réglages de la largeur et de la profondeur de l'assise

10.9.1) Profondeur d'assise

Dévisser légèrement les 4 vis (**D**) de la plaque d'assise, positionner l'assise à la profondeur souhaitée (entre 0 et +50 mm). Resserrer les 4 vis. Clé hexagonale de 4 mm



10.9.2) Largeur d'assise

Dévisser légèrement les 2 vis (**C** photo 13), écarter ou rapprocher les montants à la largeur souhaitée (entre 0 et +25 mm de chaque côté). Resserrer fermement les 2 vis. Clé hexagonale de 6 mm




photo 13 : vue du dessous de l'assise

10.10) Accoudoir (poids : 1 kg)

ATTENTION : risque de pincement lors du réglage de la hauteur des accoudoirs.

Selon la configuration du fauteuil roulant, les accoudoirs peuvent venir buter contre les roues arrière en cas d'inclinaison importante de l'assise.

Régler la hauteur des accoudoirs en conséquence.

10.10.1) Installation

Appuyer sur le bouton (**B** photo 14), puis insérer l'accoudoir. Après avoir installé l'accoudoir, relâcher le bouton.

Pour retirer l'accoudoir, procéder en sens inverse.

10.10.2) Réglage de la hauteur : 3 positions par palier de 20 mm

Appuyer sur le bouton (**B** photo 14), régler l'accoudoir à la hauteur souhaitée, puis relâcher le bouton.




photo 14

10.11) Repose jambe (poids : 3 kg)

ATTENTION : risque de pincement lors du réglage du re-
pose-jambes.

10.11.1) Escamotage

Bloquer les freins avant d'escamoter les reposer-jambes.
Tirer le levier vers l'extérieur du fauteuil (**B** photo 15) et faire pivoter le reposer-jambes vers l'extérieur du fauteuil.

10.11.2) Réglage de l'inclinaison

Dévisser légèrement le bouton (**A** photo 15), incliner le reposer-jambes à l'inclinaison souhaitée, puis resserrer fermement le bouton.

10.11.3) Réglage des coussins appui-mollet

Hauteur : dévisser légèrement la vis **C** (photo 15), positionner le montant du coussin à la hauteur souhaitée, puis revisser la vis.

Largeur : dévisser légèrement les 2 vis situées derrière le coussin appui-mollet, ajuster le coussin à la position souhaitée, puis resserrer les 2 vis. Clé hexagonale de 5 mm

Profondeur : dévisser légèrement la vis **D** (photo 15), déplacer le mécanisme à la position souhaitée, puis revisser la vis. Clé hexagonale de 5 mm.

10.11.4) Réglage des reposer-pieds

Longueur : dévisser légèrement la vis (**E** photo 15), régler le reposer-pieds à la longueur souhaitée, puis resserrer la vis. Clé hexagonale de 5 mm

Inclinaison : dévisser la vis (**F** photo 15), régler l'inclinaison à la position souhaitée, puis resserrer fermement la vis. Clé Allen de 5

Profondeur : dévisser la vis (**F** photo 15), régler à la profondeur souhaitée, puis resserrer la vis. Clé hexagonale de 5 mm

Vérifier que les reposer-pieds ne risquent pas de heurter les roues avant lors du pivotement.




photo 15

10.12) Roulettes anti-bascule (en option)

Montage : retirer les pédales de série du fauteuil roulant. Placer les roulettes anti-bascule au bon endroit et les fixer à l'aide de la vis (**V**). Insérer la barre de roulette dans le corps.

Tirer le levier (rondelle photo 16) vers l'arrière, régler la roulette à la hauteur souhaitée, relâcher le levier, puis modifier légèrement la hauteur jusqu'à trouver une position de blocage.





photo 16

10.13) Plot d'abduction (en option)

- Retirer les 2 bouchons **C** à l'avant de l'assise.
- Monter l'ensemble comme indiqué sur le schéma.

Pour régler le plot en profondeur, dévisser la molette (**D**), positionner le plot en le faisant coulisser, puis resserrer la molette (**D**).



10.14) Cale-tronc (en option)

Montage : dévisser légèrement les vis (**A**), positionner la fixation sur le montant du dossier, régler la hauteur, puis resserrer les vis (**A**).

10.14.1) Réglage de la hauteur

Après avoir réglé le dossier à la hauteur souhaitée, régler la hauteur du cale-tronc à l'aide des vis (**A** photo 17), puis les serrer fermement (clé hexagonale de 5 mm). Il est possible de compléter le réglage de la hauteur en modifiant la position du coussin sur son montant. Pour ce faire, dévisser les 2 vis (**D** photo 18), déplacer le coussin (**E** photo 18), puis resserrer fermement les 2 vis.

10.14.2) Réglage de la profondeur

Utiliser le bouton **B** (photo 17) pour régler la profondeur du cale-tronc. Si nécessaire, utiliser le bouton (**C** photo 18) pour affiner le réglage (le bouton **C** est situé sous le cache du cale-tronc. Tirer sur la fixation pour la libérer).




photo 17




photo 18

10.14.3) Réglage de l'inclinaison et escamotage

Tirer le coussin vers le haut (**F** photo 17) en lui donnant l'inclinaison souhaitée. Relâcher le coussin.

10.15) Tablette (en option)

Le guide de montage se trouve dans le carton contenant la tablette ventrale. Merci de vous y reporter.

XI - GARANTIE

Drive DeVilbiss Healthcare France s'engage à vous proposer des équipements de qualité.

Ce fauteuil, conçu par un personnel qualifié, répond aux normes de qualité et de sécurité pour vous offrir la meilleure garantie possible. Ce carnet de garantie a été conçu pour enregistrer les événements qui surviennent au cours du cycle de vie de votre fauteuil Drive DeVilbiss Healthcare France.

Assurez-vous qu'il est rempli avec précision car il sera nécessaire pour toute demande de service de garantie.

Informations contractuelles :

Les fauteuils roulants Drive DeVilbiss Healthcare France sont garantis contre tout défaut de fabrication : problèmes inhérents à un défaut de matériau ou à un problème de montage.

Durée de la garantie : la durée est de deux ans à compter de la date de livraison pour les fauteuils roulants manuels ou électriques. Cette garantie est limitée à la réparation et au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses dans les ateliers de Drive DeVilbiss Healthcare France ou de l'un de ses représentants avec accord préalable entre les deux sociétés.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Drive DeVilbiss Healthcare France reste souverain dans l'appréciation des travaux de réparation à effectuer.

Toutes les vérifications périodiques sont à consigner dans le carnet d'entretien qui doit être présenté pour l'application de la garantie.

Réserves légales :

La garantie ne sera pas applicable en cas de :

- dommages dus à une utilisation non conforme (chutes, chocs, accidents, utilisation anormale) ;
- mauvais entretien du fauteuil ;
- usure normale due à l'utilisation du fauteuil ;
- toute intervention effectuée en dehors des ateliers de Drive DeVilbiss Healthcare France ou de son représentant.

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale des matériaux et pièces (pneus, revêtements des accoudoirs, de l'assise, du dossier) ;
- l'entretien courant, les réglages, les vérifications périodiques ;
- les frais consécutifs à l'immobilisation éventuelle du fauteuil.

ATTENTION : sauf accord spécifique écrit de Drive DeVilbiss Healthcare France, les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne prolongent pas la garantie.

Une bonne connaissance et un entretien régulier du fauteuil roulant prolongent sa durée de vie.

FORMULAIRE DE GARANTIE

Partie à remplir par le distributeur

Mr.,Mme,Mlle.....

Adresse :

Ville : CP :

--	--	--	--	--

Tel :

MODELE : IDSOFT Evolution

N° de série du fauteuil :

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

1^{ère} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

2^{ème} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

3^{ème} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

4^{ème} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

5^{ème} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

6^{ème} VISITE

Sous garantie Hors garantie

Date de la visite :/...../.....

.....

.....

Date de la prochaine visite :/...../.....

.....

.....

Cachet