



Aquatec **900 10128-10**

**Réhausse WC** ajustable en hauteur.

Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm

Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables

Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10)

Livré avec accoudoirs en standard.

**Nouveau** : Compatible désormais avec les cuvettes de toilette carrées et les WC suspendus.

- Abattant 70170,
- Tube portant l'abattant 72055,
- Clip 70162,
- Kit visserie de fixation 16565,
- Barre de fixation SP1643771,
- Vis 1470275,
- Croix de fixation (la paire) 70132,
- Accoudoirs (la paire) 10105-10-2,
- Manchettes d'accoudoirs 10158



Aquatec **90000 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121**

Réhausse WC Confort

Idéal pour les WC suspendus, **Modèles**

**différents** : Réhausse le WC de 20,60 ou 100mm, Facilité de montage et démontage,

Simplicité de nettoyage

Disponible avec ou sans accoudoirs

**Pièces détachées**

- ① Abattant 16796, ② Antidérapant (unité) 16508
- ③ Clips 16798, ④ Fixations 11073D

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	10128-10	8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Poids (kg)	5	
Poids max. utilisateur (kg)	120	150