


COUVERTURE ISOTHERMIQUE JOLETI

Réf. 09 06 101 230

joleti

- ▶ Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité.
- ▶ Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.
- ▶ Non stérile.
- ▶ **Côté doré à l'extérieur :**
- ▶ Protège de l'humidité, du froid et des intempéries.
- ▶ **Côté argenté à l'extérieur :**
- ▶ Protège de la chaleur et de l'insolation.
- ▶ Film PET métallisé, très résistant, imperméable.
- ▶ Réfléchit 90% du rayonnement infrarouge.
- ▶ **Mise en garde :**
- ▶ Ne pas utiliser en cas d'orage, à proximité d'un appareil électrique ou électronique, ni à proximité de matières incandescentes.
- ▶ Couverture à usage unique, ne pas réutiliser.
- ▶ A l'unité.
- ▶ Dimensions : L. 220 x l. 140 cm.
- ▶ Poids : 60 g.

Art R 4224-14 du Code du Travail :
Les lieux de travail sont équipés d'un
matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.



Distributeur :



La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)

Importé par : COMED
Parc des Forges
8 rue Louise Michel
67200 STRASBOURG (FRANCE)