

DÉAMBULATEUR PLIANT


Ready Set Go



Le compagnon de voyage idéal

Cadre de marche pliant

- **Pliable et facilement transportable.**
- En aluminium, **léger et robuste.**
- **Montage et démontage rapide sans outils.**
- **Se plie en quelques étapes simples et se glisse dans un sac de transport (fourni).**
- **Poches latérales fixées par bandes Velcro.**
- Idéal comme bagage à main, poids total de 3,6 kg.
- Assure une mobilité maximale.



Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 62 cm
- Largeur hors-tout : 68 cm
- Hauteur des poignées : 74 à 92 cm
- Largeur entre poignées : 45 cm
- Dimensions plié (LxIxp) : 55 x 43 x 12 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : rouge métallisé
- Poids total : 3,6 kg
- Poids maximal supporté : **100 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
READY SET GO	10263KDR	822383227696

