

## FAUTEUIL À POUSSER VENDÔME



Le Vendôme est un fauteuil à pousser à **inclinaison manuelle**. Il a été pensé pour les personnes en **perte d'autonomie** accompagnées d'un aidant.

### caractéristiques :

fonctionnalités	- dossier avec passage sangle pour maintien postural - 3 largeurs d'assise réglables - accoudoirs amovibles - dossier pliable pour faciliter son transport, sa livraison et son stockage
hygiène	modules de couettes remplaçables et lavables en machine à 30°
composition de la couette	fibre creuse siliconée pour un allègement des points de pression
composition de l'assise	mousse HR 35 (Haute Résilience)
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC : M1 – 1021-1 & 1021-2 Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 & 1021-2.
revêtements	velours, PVC, tissus
largeurs d'assise réglable	440 mm, 500 mm, 560 mm
hauteur sol / assise	500 mm
largeur hors tout	750 mm, 810 mm, 870 mm
options disponibles	assise visco, pochette latérale, appareil de soutien partiel de la tête
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	34 kg
garanties	2 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



Plusieurs largeurs d'assise possibles

## FAUTEUIL VENDOME

### dimensions en cm

largeurs d'assise	largeurs hors-tout	profondeur d'assise	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
440 mm	750 mm	490 mm	500 mm	805 à	34 kg	130 kg
500 mm	810 mm			1020 mm		
560 mm	870 mm					

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

### aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est **amovible** et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage régulier.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) puis le nettoyer.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

## LES COLORIS

PVC GRIS  
GALET

VELOURS  
GALÈNE

VELOURS  
SAPHIR

VELOURS  
MARRON

TISSU  
GRIS  
CHINE

PVC  
non-feu M1   
- gris galet

velours non-feu  
EN 1021-1 & 1021.2   
- velours galène  
- saphir  
- velours marron

tissus chinés  
non-feu   
EN 1021.1 & 1021.2  
- gris chiné

## LES OPTIONS

appareil de soutien partiel  
de la tête



pochette latérale



coussin visco Classe II

